





## TNI softFlow<sup>®</sup> 50 für Erwachsene und Jugendliche

- ✓ Flussmenge von 10 bis 60 l/min
- ✓ Feuchte Taupunkt von 30°- 37° TP
- ✓ 0-60 l/min Sauerstoffbeimischung
- ✓ FiO<sub>2</sub> Anzeige im Display integriert
- ✓ Variabel im klinischen Einsatz mit maximaler hygienischer Sicherheit



- ✓ In der Homecare mit einfachster Handhabung

# TNI softFlow® 50

# NIV mit TNI



## LEISTUNGSDATEN:


Flussmenge von 10 bis 60 l/min  
In 0,5 l/min Schritten einstellbar,  
0-60 l/min Sauerstoffbeimischung möglich  
mit l/min - Anzeige im Display  
FiO<sub>2</sub> Anzeige im Display integriert  
Feuchte Taupunkt von 30°-37° TP,  
in 1°TP-Schritten einstellbar  
Kondensatfreie Luft-Gasführung für eine  
angenehme Therapie  
Eventspeicher / SD-Card / 4 EU Sprachen

Variabel im klinischen Einsatz mit  
maximaler hygienischer Sicherheit  
In der Homecare mit einfachster Handhabung  
Individuelle Applikatorenvielfalt  
Automatische Applikator Typerkennung  
Professioneller Einsatz im klinischen Bereich  
Mit Befeuchterkammer Auto-Fill  
MRE Filter  
Professioneller Einsatz in der Homecare  
600 ml Wasserbehälter  
Trink- oder demineralisiertes Wasser  
verwendbar  
Befeuchterkammer Auto-Fill (optional)

## GERÄTEPARAMETER

Betriebsspannung	100-240 V AC 50-60 Hz
Max. Leistung System	300 VA
Max Leistung Applikatorheizung	20 VA
Max. Temp. der austretenden Flussmenge an der NC	43°C
Abmessungen	B 320mm H 210mm T 320mm
Gewicht	5,6 kg

## TECHNISCHE DATEN:

Medizinproduktklasse (93/42/EWG)	IIa
Schutzklasse, elektrisch	II
Schutzgrad Anwendungsteil	BF
Schutzart	IP21
Elektrische Sicherheit	nach EN 60601-1 UL 60601-1 CSA C22.2/No 60601-1
Elektromagnetische Verträglichkeit	nach EN 60601-1-2
CE-Kennzeichnung	



Nur eine **exakt** geregelte **Flussmenge** in l/min,  
bestehend aus Luft oder **Luft-O<sub>2</sub>-Gemisch**,  
**sichert** eine **nebenwirkungsfreie**, qualita-  
tiv **hochwertige Therapie** im **klinischen** und  
**homecare** Einsatz, **garantiert** einen stabilen **FiO<sub>2</sub>**  
und **bestätigt** die **Studienergebnisse**.

